

Anti-Cckbr Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P32239

Artikelnummer: CM0025809



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes CCKBR (GASR/CCK-B/CCK2R). Erkennt Mensch, Maus, Ratte. Validiert für WB und ELISA. Ideal für die Erforschung von Gastrin/CCK-Signalwegen, Neurobiologie und Krebsforschung. - P32239

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CCKBR Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	GASR; CCK-B; CCK2R; CCKBR
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	887
GenID	887
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 240-335 des humanen CCKBR entspricht (NP_795344.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P32239
Proteingewicht	48 kDa
Versand	Eisbeutel