


Anti-Ccl1 (I-309) Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb, Elisa - P22362

Artikelnummer: CM0013319



Einführung

CamelBio liefert Kaninchen-Anti-Mensch CCL1 (I-309) Polyclonal-Antikörper für Western Blot und ELISA. Dieses Chemokin lockt Monozyten über CCR8 an und ist ein zentrales Werkzeug für die Erforschung von Entzündungen und Immunantworten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CCL1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	P500, S1Se, TCA3, I-309, SCYA1, CCL1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6346
GenID	6346
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 24-96 von humanem CCL1 (NP_002972.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P22362
Proteingewicht	11 kDa
Versand	Eisbeutel