

Monoklonaler Anti-Ccl17-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q92583

Artikelnummer: CM0010335



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CCL17 (TARC, SCYA17). Validiert für WB, IHC-P und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Ratte. Ideal zur Untersuchung von Th2-vermittelten Entzündungen, Allergien und Chemokin-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	CCL17-Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	TARC; ABCD-2; SCYA17; A-152E5.3
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6361
Gen-ID	6361
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 24-94 des humanen CCL17 (NP_002978.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q92583
Proteingewicht	11 kDa
Versand	Kühlakku