

Anti-Ccl17 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q92583

Artikelnummer: CM0027897



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes C-C-Motiv-Chemokin 17 (CCL17, TARC). Validiert für WB und ELISA, reagiert mit Human-, Maus- und Rattenproben. Geeignet für Chemokin- und Entzündungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CCL17 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TARC; ABCD-2; SCYA17; A-152E5.3; CCL17
Spezies	Human
GeneID (Human)	6361
GeneID	6361
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 24-94 von humanem CCL17 (NP_002978.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q92583
Proteingewicht	11kDa
Versand	Kühlakkus