


Anti-Ccl19 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q99731

Artikelnummer: CM0020077



Einführung

CamelBio bietet einen validierten Kaninchen-polyklonalen Anti-CCL19-Antikörper für WB, IF-P und ELISA an. Erkennt humanes, murines und ratten CCL19, ein Schlüsselchemokin für die T-/B-Zell-Migration und Entzündungsforschung - Q99731.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CCL19 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ELC; CKb11; MIP3B; MIP-3b; SCYA19; CCL19
Spezies	Human
GeneID (Human)	6363
GeneID	6363
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 22-95 von humanem CCL19 (NP_006265.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q99731
Protein-Gewicht	11kDa
Versand	Eisbeutel