

Anti-Ccl27 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb & Elisa - Q9Y4X3

Artikelnummer: CM0027191



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CCL27 (CTACK). Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Maus. Rekombinantes Immunogen (aa 25-112). Für Studien zur T-Lymphozyten-Homing. 13 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CCL27 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ALP, ILC, CTAK, CTACK, PESKY, ESKINE, SCYA27, CCL27
Spezies	Human
Gen-ID	10850
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 25-112 von humanem CCL27 (NP_006655.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9Y4X3
Proteingewicht	13kDa
Versand	Eistasche