


Anti-Ccl28 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nrj3

Artikelnummer: CM0026974



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CCL28-Chemokin, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-CCL28; beteiligt an T-Zell- und Eosinophilen-Chemotaxis. Für Forschungszwecke in Studien zur mukosalen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CCL28 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MEC; CCK1; SCYA28; CCL28
Spezies	Human
GeneID	56477
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 20-127 von humanem CCL28 (NP_683513.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9NRJ3
Protein-Gewicht	14kDa
Versand	Eisbeutel