

Anti-Ccl2/Mcp-1 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P13500

Artikelnummer: CM0024651



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CCL2/MCP-1, validiert für WB und ELISA. Das Zielmolekül ist ein Monozyten-Chemoattraktant, das an Entzündungen und Arteriosklerose beteiligt ist. Ideal für die Chemokin-Forschung und die Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CCL2/MCP-1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	HC11; MCAF; MCP1; MCP-1; SCYA2; GDCF-2; SMC-CF; HSMCR30; CCL2/MCP-1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6347
Gen-ID	6347
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 22-99 des humanen CCL2/MCP-1 (NP_002973.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P13500
Proteingewicht	11 kDa
Versand	Eisbeutel