

Anti-Ccl2/Mcp-1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P13500

Artikelnummer: CM0029133



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CCL2/MCP-1, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt endogene Spiegel des Gesamt-CCL2/MCP-1 mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für Entzündungs- und Atheroskleroseforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CCL2/MCP-1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HC11, MCAF, MCP1, MCP-1, SCYA2, GDCF-2, SMC-CF, HSMCR30, CCL2/MCP-1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6347
GenID	6347
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 24-99 von humanem CCL2/MCP-1 (NP_002973.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P13500
Proteingewicht	11kDa
Versand	Eisbeutel