

Anti-Ccl3 (Mip-1-Alpha) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P10147

Artikelnummer: CM0029669



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CCL3 (MIP-1-alpha, SCYA3) für WB und ELISA. Geeignet für Entzündungs-, Chemokin- und HIV-suppressiver Faktor-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CCL3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MIP1A; SCYA3; G0S19-1; LD78ALPHA; MIP-1-alpha; CCL3
Spezies	Human
GeneID (Human)	6348
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 23-92 von humanem CCL3 (NP_002974.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P10147
Protein-Gewicht	10kDa
Versand	Eistasche