

Anti-Ccl3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P10147

Artikelnummer: CM0029283



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CCL3 (MIP-1-alpha), validiert für Western Blotting und ELISA-Anwendungen mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für Entzündungs- und HIV-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CCL3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MIP1A; SCYA3; G0S19-1; LD78ALPHA; MIP-1-alpha; CCL3
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6348
Gen-ID	6348
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 24-92 von humanem CCL3 (NP_002974.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P10147
Proteingewicht	10kDa
Versand	Eistasche