

Anti-Ccl3L1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P16619

Artikelnummer: CM0029383

Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes C-C-Motiv-Chemokin 3-like 1 (CCL3L1, SWISS P16619). Validiert für WB und ELISA, geeignet für die Untersuchung von Chemotaxis, HIV-Hemmung und entzündlichen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CCL3L1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LD78; 464.2; MIP1AP; SCYA3L; G0S19-2; SCYA3L1; D17S1718; LD78BETA; LD78-beta(1-70); CCL3L1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6349
Gen-ID	6349
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P16619
Proteingewicht	10kDa
Versand	Eisbeutel