

Anti-Ccl4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P14097

Artikelnummer: CM0021492

Einführung

CCL4 (MIP-1-beta) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA in der Maus. Erkennt ein 10 kDa sezerniertes Chemokin, das an Entzündung und Chemotaxis beteiligt ist. Ideal für Immunodetektionsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CCL4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Act-2; Mip1b; Scya4; MIP-1B; AT744.1
Spezies	Maus
GeneID (Human)	6351
GeneID	20303
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 24-92 von Maus-CCL4 (NP_038680.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P14097
Proteingewicht	10kDa
Versand	Eistasche