


Anti-Ccl4 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P13236

Artikelnummer: CM0022145



Einführung

Dieser polyklonale Anti-CCL4-Kaninchen-Antikörper erkennt humanes CCL4 (MIP-1 β), ein Chemokin, das an Entzündungsprozessen und der HIV-Unterdrückung beteiligt ist. Geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Ideal für die Immunologie- und Infektionskrankheitsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CCL4 polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb)
Anmerkungen/Alias	ACT2; G-26; HC21; LAG1; LAG-1; MIP1B; SCYA2; SCYA4; MIP1B1; AT744.1; MIP-1-beta; CCL4
Spezies	Human
GeneID (human)	6351
GeneID	6351
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-92 des humanen CCL4 (NP_002975.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P13236
Proteingewicht	10 kDa
Versand	Eisbeutel