

Anti-Ccl4/Mip-1 Beta Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P14097

Artikelnummer: CM0005212

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus CCL4/MIP-1 beta (P14097). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Entzündungsforschung und IVD-Testentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CCL4/MIP-1 beta Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	Act-2; Mip1b; Scya4; MIP-1B; AT744.1
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	6351
GenID	20303
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P14097
Proteingewicht	10 kDa
Versand	Eisbeutel