

Anti-Ccl5 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P50231

Artikelnummer: CM0020509

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Ratten-CCL5 (C-C-Motiv-Chemokin 5, RANTES). Validiert für WB und ELISA. Ideal für die Forschung zu Chemokin-Signalwegen und Entzündungsreaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CCL5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	C-C-Motiv-Chemokin 5
Spezies	Ratte
Gen-ID (Mensch)	6352
Gen-ID	81780
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 29-52 von Ratten-CCL5 (AAA96499.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	P50231
Proteingewicht	10 kDa
Versand	Eisbeutel