


Anti-Ccl5/Rantes Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P13501

Artikelnummer: CM0016605



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CCL5/RANTES, validiert für WB, IF-P, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Geeignet für Chemokin-Forschung und HIV-Hemmungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CCL5/RANTES Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	SISd; eoCP; SCYA5; RANTES; TCP228; D17S136E; SIS-delta; CCL5/RANTES
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	6352
GeneID	6352
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 24-91 des humanen CCL5/RANTES (NP_002976.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P13501
Proteingewicht	10 kDa
Versand	Eisbeutel