


Anti-Ccl5/Rantes Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P13501

Artikelnummer: CM0026521



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CCL5/RANTES-Protein für WB- und ELISA-Anwendungen. Validierung mit rekombinantem Immunogen (aa 1-91). Für Chemokin-, HIV- und Entzündungsforschung geeignet.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CCL5/RANTES Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SISd; eoCP; SCYA5; RANTES; TCP228; D17S136E; SIS-delta; CCL5/RANTES
Spezies	Human
GeneID (human)	6352
GeneID	6352
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz der Aminosäuren 1-91 von humanem CCL5/RANTES entspricht (NP_002976.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P13501
Proteingewicht	10kDa
Versand	Eisbeutel