

Anti-Ccl8 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Ihc-P Und Elisa - P80075

Artikelnummer: CM0029436



Einführung

Kaninchen-Polyclonal-Antikörper, der auf menschliches CCL8 (MCP-2) abzielt, geeignet für IHC-P und ELISA. Erfasst menschliches und murines CCL8, ein 11 kDa großes Chemokin, das an der Monozyten-Chemotaxis und Entzündung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CCL8 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	HC14; MCP2; MCP-2; SCYA8; SCYA10; CCL8
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6355
GenID	6355
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-99 von menschlichem CCL8 (NP_005614.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P80075
Protein-Gewicht	11 kDa
Versand	Eisbeutel