

Anti-Ccl8/Mcp-2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Western Blot - P80075

Artikelnummer: CM0021107



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes CCL8/MCP-2 gerichtet ist und für Western Blot geeignet ist. Erkennt das 11 kDa chemotaktische Zytokin, das Monozyten, Lymphozyten und Eosinophile anzieht. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CCL8/MCP-2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CCL8; HC14; MCP-2; MCP2; SCYA10; SCYA8; C-C-Motiv-Chemokin 8; CCL8/MCP-2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6355
GenID	6355
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 24-99 von humanem CCL8/MCP-2 (NP_005614.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P80075
Proteinmasse	11 kDa
Versand	Eisbeutel