

## Anti-Ccm2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bsqs5

Artikelnummer: CM0028613



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen CCM2 (Malcavernin) gerichtet ist, einen Schlüsselregulator der kardiovaskulären Entwicklung. Geeignet für WB, IHC-P, ELISA, mit berichteter Kreuzreaktivität mit humanen, murinen und Ratten-Proben.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | CCM2 Kaninchen pAb                                                                                                          |
| Bemerkungen/Alias | OSM; C7orf22; PP10187; CCM2                                                                                                 |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                      |
| Gen-ID            | 83605                                                                                                                       |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-300 von humanem CCM2 (NP_113631.1) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                   |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                      |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                            |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                         |
| SWISS             | Q9BSQ5                                                                                                                      |
| Proteingewicht    | 49kDa                                                                                                                       |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                   |