


Anti-Ccnb1Ip1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Npc3

Artikelnummer: CM0019169



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CCNB1IP1, validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Untersuchung von meiotischem Crossover, Zellzyklusregulation und Ubiquitin-Ligase-Aktivität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CCNB1IP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HEI10; C14orf18; CCNB1IP1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	57820
Gen-ID	57820
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-50 des humanen CCNB1IP1 (NP_878269.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9NPC3
Proteingewicht	32 kDa
Versand	Eisbeutel