


Anti-Ccr2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P41597

Artikelnummer: CM0027430



Einführung

CCR2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, reaktiv mit Human und Maus. Ideal für die Forschung zu Chemokin-Rezeptor-Signalgebung, Monozytenmigration und entzündlichen Krankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CCR2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CKR2; CCR-2; CCR2A; CCR2B; CD192; CKR2A; CKR2B; CMKBR2; MCP-1-R; CC-CKR-2; CCR2
Spezies	Mensch
GenID	729230
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 150-250 von humanem CCR2 (NP_001116513.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P41597
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel