

## Anti-Ccr2/Ckr2 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P41597

Artikelnummer: CM0007080



### Einführung

Hochwertiger monoklonaler Anti-CCR2/CKR2-Kaninchenantikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt CCR2 von Mensch, Maus und Ratte, einen Chemokinrezeptor, der die Monozyten-Chemotaxis und den Eintritt von HIV vermittelt. Geeignet für immunologische und virologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | CCR2/CKR2 Kaninchen mAb                                                                                                                       |
| Anmerkungen/Alias | CCR2; CCR-2; CCR2A; CCR2B; CD192; CKR2A; CKR2B; CMKBR2; MCP-1-R; CC-CKR-2; CCR2/CKR2                                                          |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                        |
| GenID (Mensch)    | 729230                                                                                                                                        |
| GenID             | 729230                                                                                                                                        |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid   Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem CCR2/CKR2 (P41597) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                     |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                                        |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                                     |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                           |
| SWISS             | P41597                                                                                                                                        |
| Proteingewicht    | 42 kDa                                                                                                                                        |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                     |