

Anti-Ccr3-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Ckr3/Cd193) Für Wb, Ihc-P, Elisa - P51677

Artikelnummer: CM0020237



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen CCR3, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und Ratten-CCR3. Rekombinantes Immunogen; detektiert eine Bande bei ca. 41 kDa. Ideal für Studien zu Chemokinrezeptoren in der Immunologie und der Erforschung von Infektionskrankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CCR3-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	CCR3; CD193; CKR 3; CMKBR3; C C CKR3; CC-CKR-3; CCR3
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	1232
GeneID	1232
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz innerhalb der Aminosäuren 146-226 des humanen CCR3 (NP_001828.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P51677
Proteingewicht	41 kDa
Versand	Kühlakku