


Anti-Ccr5-Polyklonaler Antikörper (Kaninchen) Für If-P Und Elisa - P51681

Artikelnummer: CM0022605



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CCR5, geeignet für Immunfluoreszenz und ELISA. Erkennt CCR5 der Maus. Unterstützt Forschung zu Entzündungen, Migration von Immunzellen und HIV-Eintritt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	CCR5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CKR5; CCR-5; CD195; CKR-5; CCCKR5; CMKBR5; IDDM22; CC-CKR-5; CCR5
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1234
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem CCR5 (NP_000570.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P51681
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel