


Anti-Ccr5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P51681

Artikelnummer: CM0023018



Einführung

Anti-CCR5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, IF-P und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-CCR5. Ideal für die Erforschung von Chemokin-Signalwegen, HIV-Eintritt und entzündlichen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CCR5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CKR5; CCR-5; CD195; CKR-5; CCKR5; CMKBR5; IDDM22; CC-CKR-5; CCR5
Spezies	Human
GeneID (Human)	1234
GeneID	1234
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 246-345 des humanen CCR5 (NP_000570.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P51681
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel