

Polyklonaler Anti-Ccr6-Antikörper Für Wb Und Elisa - P51684

Artikelnummer: CM0022718



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CCR6 (C-C-Chemokinrezeptor Typ 6). Für Western Blot und ELISA validiert. Ideal zur Untersuchung der Chemotaxis von Immunzellen, von Entzündungsprozessen und der mukosalen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CCR6-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	BN-1; DCR2; DRY6; CCR-6; CD196; CKRL3; GPR29; CKR-L3; CMKBR6; GPRCY4; STRL22; CC-CKR-6; C-C CKR-6; CCR6
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	1235
GeneID	1235
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300 bis zum C-Terminus des humanen CCR6 entspricht (NP_004358.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P51684
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Kühltasche