

Anti-Ccr6/Cd196 Kaninchen Monoklonaler Antikörper (Fc, Elisa) - O54689

Artikelnummer: CM0005624

Einführung

Rekombinanter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus-CCR6/CD196, für Durchflusszytometrie und ELISA. Ideal für die Forschung zur Chemokinrezeptor-Signalgebung, zum T-Zell-Trafficking und zur mukosalen Immunität in Modellen für entzündliche und Autoimmunerkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CCR6/CD196 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CCR-6; KY411; Cmkbr6; CC-CKR-6
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	1235
Gen-ID	12458
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 2-38 der Maus-CCR6/CD196 (NP_033965.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	O54689
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eistasche