


Anti-Ccr7 Kaninchenmonoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P32248

Artikelnummer: CM0002336



Einführung

Hochwertiger Anti-CCR7 (CD197) Kaninchenmonoklonaler Antikörper validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit menschlichem, murinem und Ratten-CCR7, einem Chemokinrezeptor der kritisch für die Lymphozytenwanderung ist. Ideal für immunologische und zellsignalisierende Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CCR7 Kaninchen mAb
Anmerkungen/Aliase	BLR2; EB11; CCR-7; CD197; CDw197; CMKBR7; CC-CKR-7; CCR7
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1236
GenID	1236
Immunogen	Synthetisches Peptid. Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des menschlichen CCR7 (P32248) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P32248
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Eisbeutel