


Anti-Ccr7 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P32248

Artikelnummer: CM0015503



Einführung

CCR7 Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der für WB, IF/ICC und ELISA validiert ist. Er erkennt humanes, murines und ratten CCR7 (C-C-Chemokin-Rezeptor Typ 7) mit einem vorhergesagten MG von 43 kDa. Ideal für Immunologie- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CCR7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BLR2; EB11; CCR-7; CD197; CDw197; CMKBR7; CC-CKR-7; CCR7
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1236
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 330-372 von humanem CCR7 (NP_001829.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P32248
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel