

Anti-Ccr8 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P51685

Artikelnummer: CM0005249



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CCR8, validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Erforschung von Chemokinrezeptoren in der Immunologie- und Entzündungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CCR8 Kaninchen mAb
Anmerkungen/Alias	CY6; TER1; CCR-8; CKRL1; CDw198; CMKBR8; GPRCY6; CMKBRL2; CC-CKR-8; CCR8
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1237
GenID	1237
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 250-355 von humanem CCR8 (P51685) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P51685
Proteingewicht	41 kDa
Versand	Eisbeutel