


Anti-Ccr9-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P51686

Artikelnummer: CM0010037



Einführung

Anti-CCR9-Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und Ratten-CCR9 (42 kDa). Geeignet für Untersuchungen zu Chemokinrezeptoren und HIV-1-Korezeptoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CCR9-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	GPR28; CDw199; GPR-9-6; CC-CKR-9; CCR9
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10803
Gen-ID	10803
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen CCR9 (NP_112477.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P51686
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Kühlakku