

Anti-Ccs Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb Und Elisa - O14618

Artikelnummer: CM0025079



Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen menschliches CCS (Kupfer-Chaperon für Superoxiddismutase), geeignet für Western Blot und ELISA. Rekombinantes Immunogen entsprechend Aminosäuren 1-274. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CCS Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	CCS
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9973
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend Aminosäuren 1-274 von menschlichem CCS (NP_005116.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O14618
Proteinmasse	29 kDa
Versand	Eisbeutel