


Anti-Cct3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P49368

Artikelnummer: CM0029026



Einführung

CCT3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten CCT3, eine TRiC-Chaperonin-Untereinheit, die am Falten von Aktin, Tubulin und an der Ziliogenese beteiligt ist. Ideal für Chaperon-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CCT3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CCTG; PIG48; TRIC5; CCT-gamma; TCP-1-gamma; CCT3
Spezies	Human
Gen-ID	7203 (Human)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-300 von humanem CCT3 entspricht (NP_005989.3)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P49368
Protein-Gewicht	61kDa
Versand	Eisbeutel