


Anti-Cct4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P50991

Artikelnummer: CM0027398



Einführung

CCT4 Rabbit pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der für WB, IF/ICC und ELISA validiert wurde und auf humanes CCT4 abzielt, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung der Chaperonin-Funktion bei der Proteinfaltung, Telomererhaltung und Ziliogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CCT4 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	SRB; Cctd; CCT-DELTA; CCT4
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	10575
GeneID	10575
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 130-390 von humanem CCT4 (NP_006421.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P50991
Protein-Gewicht	58kDa
Versand	Eisbeutel