


## Anti-Cct5-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P48643

Artikelnummer: CM0026245



### Einführung

CCT5-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattes CCT5, eine Schlüsselkomponente des TRiC-Chaperonin-Komplexes, der beim Falten von Aktin und Tubulin hilft.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | CCT5 Kaninchen pAb                                                                                                                |
| Bemerkungen/Alias | CCTE; HEL-S-69; PNAS-102; CCT-epsilon; TCP-1-epsilon; CCT5                                                                        |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                            |
| GenID (Mensch)    | 22948                                                                                                                             |
| GenID             | 22948                                                                                                                             |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-270 von menschlichem CCT5 (NP_036205.1) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                         |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                            |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                         |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                               |
| SWISS             | P48643                                                                                                                            |
| Proteingewicht    | 60 kDa                                                                                                                            |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                         |