


Anti-Cct6A Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P40227

Artikelnummer: CM0026883



Einführung

CCT6A Rabbit pAb (P40227) ist ein polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Er erkennt menschliches, murines und rattiges CCT6A, eine Untereinheit des TRiC-Chaperonins, das beim Faltungsprozess von Aktin und Tubulin assistiert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CCT6A Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CCT6; Cctz; HTR3; TCPZ; TCP20; MoDP-2; TTCP20; CCT-zeta; CCT-zeta-1; TCP-1-zeta; CCT6A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	908
GenID	908
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 80-250 von menschlichem CCT6A (NP_001753.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P40227
Proteingewicht	58kDa
Versand	Eisbeutel