

Anti-Cct6B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q92526

Artikelnummer: CM0014398

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CCT6B, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Erkennt endogene Spiegel in Human-, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Erforschung von Chaperonin-Komplexen und testisspezifischen Proteinen.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Wert
Produktname	CCT6B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Cctz2; CCTZ-2; TSA303; CCT-zeta-2; TCP-1-zeta-2; CCT6B
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	10693
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 120-340 von humanem CCT6B (NP_006575.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q92526
Protein-Gewicht	58kDa
Versand	Kühltasche