


Anti-Cct7 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q99832

Artikelnummer: CM0016261



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CCT7 (CCT-eta, TCP1-Untereinheit eta), validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt endogene Mengen in Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zu Chaperoninen und Proteinfaltung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CCT7-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CCTH; CCTETA; NIP7-1; TCP1ETA; CCT7
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	10574
GeneID	10574
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine der Aminosäuren 310-500 des humanen CCT7 (NP_006420.1) entsprechende Sequenz enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99832
Proteingewicht	59 kDa
Versand	Eisbeutel