

Anti-Cd10 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper () Für Die Durchflusszytometrie - P08473

Artikelnummer: CM0008358



Einführung

-konjugierter kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes CD10 (Neprilysin/CALLA). Validiert für die Durchflusszytometrie, ermöglicht den Nachweis von hämatopoetischen Malignomen und normalen lymphatischen Subpopulationen. Ideal für die Immunphäotypisierung und Leukämieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD10 mAb
Bemerkungen/Alias	NEP; SFE; CD10; CALLA; CMT2T; SCA43
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	4311
Gen-ID	4311
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 52-750 von humanem CD10 (NP_000893.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P08473
Protein-Gewicht	86kDa
Versand	Eisbeutel