

Anti-Cd10 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Fc, Elisa - Q61391

Artikelnummer: CM0005457



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper spezifisch für Maus CD10 (Neprilysin), validiert in WB, FC, ELISA. Unterstützt die Entwicklung von Diagnostika und die Forschung zum Peptidstoffwechsel und zur Hautremodellierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD10 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	Mme
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	4311
GenID	17380
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 52-750 von Maus CD10 (NP_032630.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q61391
Proteingewicht	86kDa
Versand	Eisbeutel