

Anti-Cd101 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q93033

Artikelnummer: CM0022951

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes CD101 (Immunoglobulin-Superfamilienmitglied 2), validiert für Western Blot und ELISA. Nützlich für die Untersuchung der T-Zell-Proliferationshemmung und die Erforschung leukämischer Tumorzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD101 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	V7; IGSF2; EWI-101; CD101
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9398
GenID	9398
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 21-410 von humanem CD101 (NP_004249.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q93033
Proteingewicht	115 kDa
Versand	Eisbeutel