

Anti-Cd101 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q93033

Artikelnummer: CM0004315

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen menschliches CD101 (V7, IGSF2, EWI-101) für Western Blot und ELISA. Hemmt die T-Zellproliferation; Leukämie-Marker. Immunogen: rekombinantes Protein. Swiss-Prot Q93033.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD101 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	V7; IGSF2; EWI-101; CD101
Spezies	Mensch
Gen-ID	9398
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 21-410 von menschlichem CD101 enthält. (NP_004249.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q93033
Proteingewicht	115 kDa
Versand	Eisbeutel