

Anti-Cd101/Igsf2 Monoklonaler Antikörper Für If/Icc Und Durchflusszytometrie - Q93033

Artikelnummer: CM0008803

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD101 (IGSF2, V7, EWI-101). Validiert für IF/ICC und Durchflusszytometrie. Erkennt ein ~115 kDa Membran-Glykoprotein; geeignet für die T-Zell-Inhibitions- und Leukämie-Marker-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Kaninchen anti-Human CD101/IGSF2 mAk
Bemerkungen/Alias	V7; IGSF2; EWI-101
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9398
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 21-410 von humanem CD101/IGSF2 (NP_004249.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q93033
Proteingewicht	115kDa
Versand	Eisbeutel