

Anti-Cd101/Igsf2 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Elisa, Wb, If/Icc, Fc - Q93033

Artikelnummer: CM0007418

Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD101/IGSF2 (V7, EWI-101). Validiert für ELISA, WB, IF/ICC, FC. Kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für Forschung zu T-Zell-Proliferation und Immunologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD101/IGSF2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	V7; IGSF2; EWI-101
Spezies	Mensch
GenID	9398 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 21-410 des humanen CD101/IGSF2 (NP_004249.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	ELISA, WB, IF/ICC, FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q93033
Proteingewicht	115 kDa
Versand	Eisbeutel