

Anti-Cd102 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P35330

Artikelnummer: CM0019126



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Maus-CD102 (ICAM-2). Validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit Maus und Ratte. Das Ziel ist ein Zelladhäsionsmolekül, das an der Leukozytenmigration und Immunreaktionen beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD102 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CD102; Ly-60; Icam-2
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	3384
GenID (Maus)	15896
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-222 von Maus-CD102 (NP_034624.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P35330
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eisbeutel