


Anti-Cd102 Rabbit Polymab® Für Wb, Ihc-P, Elisa - P13598

Artikelnummer: CM0007246



Einführung

CD102 Rabbit PolymAb® geeignet für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten-ICAM2, ein 30 kDa Zelladhäsionsmolekül, das für die Immunantwort wichtig ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	CD102 Rabbit PolymAb®
Bemerkungen/Alias	CD102
Spezies	Human/Maus
GeneID (Human)	3384
GeneID	3384/15896
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem CD102
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P13598
Protein-Gewicht	30KDa
Versand	Eistasche