

Anti-Cd103 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q60677

Artikelnummer: CM0023887

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Maus-CD103 (Integrin alpha-E, alpha M290). Geeignet für Western-Blot- und ELISA-Anwendungen. Reagiert mit Maus. Nützlich für die Erforschung von Zelladhäsion und mukosaler Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD103 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CD103; αM290; alpha-E1; A530055J10; alpha-M290
Spezies	Maus
Gen-ID	16407
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 191-385 von Maus-CD103 (NP_032425.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q60677
Proteingewicht	129kDa
Versand	Eisbeutel