

Anti-Cd105 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, Elisa - Q63961

Artikelnummer: CM0022507

Einführung

Dieses kaninchen polyklonale Antikörper erkennt spezifisch Maus-CD105 (Endoglin, S-Endoglin). Validiert für Western Blot (WB) und ELISA, es zielt auf einen Korezeptor in der TGF-beta/BMP-Signalübertragung und einen wichtigen Regulator der Angiogenese ab, wodurch es sich für Gefäßbiologie, Krebs- und Entwicklungsforschung eignet.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD105 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	Endo; CD105; S-Endoglin
Spezies	Maus
Gen-ID	13805
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 27-581 von Maus-CD105 (NP_031958.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q63961
Proteinmasse	70 kDa
Versand	Eisbeutel